

GONIOMETRE EN PLATIQUE**Réf. N°: 44 900 10**

TCE1

- Classement du dispositif : Classe I
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N°. d'enregistrement Afssaps : FR/CA01/0004129V
- Code GMDN : 11893

Règle appliquée (annexe IX)

- Non - Invasif
- Non actif médical
- Non actif thérapeutique
- Non actif diagnostic

Description générale	Goniomètre ou coxomètre en plastique pour la détermination des angles des articulation du corps humain. Fait en deux pièces plastiques graduées. Modèle de l'hôpital Cochin. Non Stérile.						
Pièces jointes	Oui	Photo					
Référence lot	Non						
Dispositif raccordé	Oui						
Dispositif Usage Unique	Non						
Dispositif stérile	Non						
Stérilisation	Oui	A l'oxyde d'éthylène ou Autoclave					
Autoclavable	Oui						
Nettoyage	Non	A l'alcool ou au savon					
Substance impropre	Produit attaquant le plastique						
Pièces constitutives	Non						
Matières	En plastique acrylique transparent						
Contient du Latex	Non						
Rohrs							
Standard fabrication							
Étiquetage	Oui	Voir sur le goniomètre					
Emballage	Oui	Sous sachet d'une pièce.					
Stockage particulier	Oui	Au sec dans un endroit propre, température maxi de 50°C					
Durée d'utilisation	Moyenne						
Marquage sur le DM	Oui	Graduation, Marquage CE, COMED					
Références	44 900 10						
Désignation	Goniomètre						
Dimensions Lo x La (mm)	202 x 45		Ouvert = 360				
Réflexion en % côté alu	NS						
Résistance température (C°)	Max = + 50 Min = -10						
Epaisseur (mm)	1.5						
Poids net (g)	33						
Capacité (ml)	NS						
Couleurs	Transparent						
Elasticité (%)	NS						
Taux de reversions de flexibilité	NS						
Tension maximale	NS						
Utilisation	La présentation d'une échelle graduées sur un cliché radiologique permet de déterminer directement la taille de l'objet radiographié sans fonction de mesurage. S'applique sur la radiographie du bassin pour mesurer les angles.						
Mode d'emploi	Prendre un goniomètre est le placer sur la radio selon la mesure de référence recherchée. Ne peut être utilisé que par des personnes formées.						
Précaution d'emploi	Non/ Ce dispositif n'est pas un dispositif avec fonction de mesure. La précision avec des étalons extérieurs n'est pas requise et ne provoque pas de problème avec les patient. Il ne sert à donner une auto référence vis à vis du patient.						
Recyclage/Récupération	Oui/ Dans des bacs de déchets médicaux.						
DEEE/REACH	Non/Non						
Données de sécurités	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul						